



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey . Switzerland

F **MODE D'EMPLOI**

GB **DIRECTIONS FOR USE**

Iodoform Gauze

Dressing for the treatment of extraction sockets

Composition

5% Iodoform Gauze: 100 g of gauze impregnated with 5 g of Iodoform
10% Iodoform Gauze: 100 g of gauze impregnated with 10 g of Iodoform

Properties

Iodoform Gauze is a mild analgesic which acts as an antiseptic agent. When reacting with wound secretions and fatty acids, the Iodoform frees Iodine to generate, by combination with proteinic substances, an active germicide.

Indications

- > Prevention of periodontal infections
- > Post extraction disinfecting dressing
- > Disinfection of maxillary cavities

Directions for use

Cut the necessary length of gauze to fit the extraction socket and pack gently into the cavity to be treated. The gauze is non-resorbable and can remain in situ for 2 to 8 days prior to removal at the end of the treatment.

Warning

Case of hypersensitivity.
Storage
Store at room temperature between 15°C and 25°C, protected from direct light.

Packaging

	REF
5% Iodoform	11480
10% Iodoform	11481

- > FOR DENTAL PROFESSIONAL USE
- > MADE IN SWITZERLAND

Gaze au Iodoforme

Pansement pour le traitement alvéolaire après extraction

Composition

Gaze au Iodoforme 5%: 100 g de gaze imprégnée avec 5 g d'Iodoforme
Gaze au Iodoforme 10%: 100 g de gaze imprégnée avec 10 g d'Iodoforme

Propriétés

La Gaze au Iodoforme est un analgésique local doux possédant une activité antiseptique. L'Iodoforme réagit avec les sécrétions des muqueuses et les acides gras pour libérer de l'iode, formant ainsi, en combinaison avec des substances protéiniques, un germicide actif.

Indications

- > Prévention des infections périodontales
- > Pansement désinfectant post-opératoire
- > Désinfection des cavités maxillaires

Mode d'emploi

Couper la longueur de gaze nécessaire pour le pansement et la placer doucement dans la poche alvéolaire.

La gaze ne se résorbe pas. Elle peut rester « in situ » pendant 2 à 8 jours, mais doit être enlevée à la fin du traitement.

Mise en garde

Hypersensibilité possible.

Stockage

Conserver à température ambiante entre 15°C et 25°C, à l'abri de la lumière directe.

Présentation

	REF
> 5% Iodoforme	11480
> 10% Iodoforme	11481

- > POUR USAGE PROFESSIONNEL DENTAIRE
- > FABRIQUÉ EN SUISSE



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Iodoform Gauze

Повязка для лечения постэкстракционных лунок

Состав

5% бинт йодоформный: 100 г бинта смоченного в 5 г йодоформа;

Свойства

Iodoforme gauze обладает мягким анестезирующим и антисептическим действием. Взаимодействуя с раневым экссудатом и жирными кислотами, йодоформ выделяет свободный йод, который в комплексе с белками обладает выраженным бактерицидным действием.

Показания

- > профилактика периодонтальной инфекции;
- > постэкстракционная дезинфицирующая повязка;
- > дезинфекция синусов верхней челюсти.

Указания по применению

Отрезать бинт необходимой длины для закрытия постэкстракционной лунки и аккуратно поместить в полость для лечения. Бинт не резорбируется и может оставаться на срок от 2 до 8 дней до удаления.

Упаковка

флакон, содержит пропитанный бинт шириной 22 мм и длиной 5 м

Упаковка	код
5% йодоформом	11480
10% йодоформом	11481

- > для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ в СТОМАТОЛОГИИ
- > ПРОИЗВОДСТВО ШВЕЙЦАРИИ