



Produits Dentaires SA

Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey . Switzerland



DIRECTIONS FOR USE

Iodoform Paste

Antiseptic, resorbable and radiopaque paste for the temporary treatment of infected root canals

Composition

Iodoform 75%, Parachlorophenol 6%, Menthol 6%, Camphor 8%, excipient ad 100%

Properties

Iodoform Paste is a well-known preparation for the treatment of infected root canals as well as for deep-seated gingival pockets.

The components of the paste ensure a long-lasting germicidal and analgesic action. Furthermore, the paste does not harden and is easily removable mechanically which also facilitates its apical resorption.

Indications

- > Infected root canals, including those of deciduous teeth
- > Deep-seated gingival pockets

Directions for use

- > Infected root canal
- > Remove the pulp, clean, rinse and dry the root canal
- > Work the paste into the canal with a smooth broach or a rotary filler
- > Avoid air-pockets or piercing the apex, except in the case of granuloma with fistula
- > Protect with a temporary filling
- > 20 to 30 days after the treatment, check whether the symptoms have settled and, if so, clean the canal carefully, making sure that no residual material flows back through the apex
- > Check the aseptic of the canal, if it is not proved, treat again
- > Obtainure permanently and complete the restoration
- > Infected, deep-seated gingival pockets :
- > Place the paste onto a gauze and use it as an alveolar dressing which can be left «in situ» for 2 to 3 days
- > Remove the gauze once the symptoms have disappeared

Precautions

- > Close the jar tightly after use. If the paste should harden, use Eugenol to smoothen it
- > Occasional cases of staining of the tooth structure have been reported following the use of treatment preparations containing Iodoform. Hypersensitivity has also been reported. Iodoform Paste should be used accordingly.

Storage

Store at room temperature between 5°C and 30°C. Protected from direct light.

Packaging

Jar of 15 g

REF
11570

> FOR DENTAL PROFESSIONAL USE

> MADE IN SWITZERLAND



MODE D'EMPLOI

Pâte Iodoformée

Pâte antiseptique, résorbable et radio-opaque pour le traitement provisoire des canaux radiculaires infectés

Composition

Iodoforme 75%, p-chlorophénol 6%, menthol 6%, camphre 8%, excipient ad 100%

Propriétés

La pâte iodoformée est une préparation pour le traitement des canaux radiculaires, ainsi que des culs-de-sacs gingivaux. Elle cumule les effets germicide et sédatif de ses composants, sur une longue durée. Du fait que la pâte ne durcit pas, son élimination et sa résorption apicale en sont facilitées.

Indications

- > Canaux radiculaires infectés, y compris les canaux des dents de lait
- > Culs-de-sacs gingivaux profonds

Mode d'emploi

- > Canaux radiculaires infectés
- > Extirper la pulpe, nettoyer, rincer et sécher le canal soigneusement
- > Introduire la pâte à l'aide d'une sonde ou d'un bourre-pâte
- > Eviter toute inclusion d'air et ne pas dépasser l'apex, sauf en cas de granulome avec fistule
- > Recouvrir d'une obturation provisoire
- > 20 à 30 jours après le traitement, contrôler la disparition des symptômes, nettoyer soigneusement le canal en veillant à ne pas refouler les restes de pâte au-delà de l'apex
- > Contrôler l'aseptie du canal, si elle n'est pas trouvée, refaire un traitement
- > Obturer définitivement et terminer la restauration
- > Culs-de-sacs gingivaux profonds
- > Enduire une mèche de gaze de pâte et la mettre en place comme pansement alvéolaire. Laisser le pansement 2 à 3 jours
- > S'assurer de la disparition des symptômes avant de la retirer

Précautions

- > Refermer hermétiquement le pot après usage. Si

nécessaire, la pâte peut être fluidifiée à la consistance voulue à l'aide de quelques gouttes d'eugénol

- > De rares cas de coloration de la structure dentaire ont été signalés dans la littérature à la suite d'un traitement avec une préparation contenant du iodoforme. Des cas d'hypersensitivité ont également été décrits. En tenir compte lors de l'utilisation de la Pâte Iodoformée

Stockage

Conserver à température ambiante entre 5°C et 30°C, à l'abri de la lumière directe.

Présentation

Pot de 15 g

REF
1570

- > POUR USAGE PROFESSIONNEL DENTAIRE
- > FABRIQUÉ EN SUISSE

RU УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Iodoform Paste

Антисептическая, резорбируемая, рентгенконтрастная паста для временного пломбирования инфицированных корневых каналов.

Состав

Йодоформ 75 %, парахлорфенол 6 %, ментол 6 %, камфора 8 %, вспомогательные вещества до 100 %.

Описание

Iodoform paste — широко известный препарат для дезинфекции корневых каналов и глубоких пародонтальных карманов. Препарат оказывает длительный антисептический и обезболивающий эффект. Паста не твердеет, легко извлекается из корневого канала и рассасывается при выведении за апекс

Показания

- > Дезинфекция корневых каналов как постоянных, так и временных зубов
- > Дезинфекция глубоких пародонтальных карманов

Способ применения

Временное пломбирование каналов

- > Провести некрэктомию с последующей механической и медикаментозной обработкой канала, просушить
- > Ввести материал в канал с помощью ручных инструментов или каналонаполнителя, избегая образования пузырьков воздуха и выведения материала за верхушку (кроме случаев лечения периодонтита со свищом)
- > Закрыть временной пломбой
- > Через 20-30 дней, после стихания симптомов воспаления, следует тщательно

очистить корневой канал и убедиться, что остатки материала, выведенного за верхушку корня, не попадают обратно в канал. Если стерильности корневого канала достичь не удалось, необходимо повторное применение Iodoform paste

- > Провести постоянную obturation канала

Терапия пародонтальных карманов

- > Нанести препарат на марлевую турунду или ретракционную нить без пропитки, поместить в пародонтальный карман. Закрыть пародонтальной повязкой
- > Удалить повязку через 2-3 дня при стихании признаков воспаления

Примечания

- > Плотно закрывать крышку после использования препарата. Если паста подсохла на воздухе, ее можно разбавить препаратом PD Eugenol
- > В редких случаях применение йодоформа может вызвать окрашивание твердых тканей зубов
- > Отмечены аллергические реакции на препараты йодоформа. Препарат следует применять с осторожностью

Хранение

Хранить при комнатной температуре 5-30°C в защищенном от прямого света месте.

Упаковка

баночка 15 г

АРТ.
11570

- > ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
- > СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ