

Mummifying Paste

Antiseptic, non resorbable and radiopaque root canal paste

Composition

Polyoxymethylene 20%, Cresol 15%, radiopaque excipient ad 100%

Properties

Mummifying Paste is a non resorbable and radiopaque preparation for the temporary or the permanent obturation of the root canal, to be used when a powerful, efficient antiseptic treatment is required against aerobic and/or anaerobic bacteria. This preparation does not contain any anti-inflammatory component which, in some cases, could be contra-indicated. Consequently, there may be slight risk of arthritis if the paste were to protrude the apex. Where an anti-inflammatory agent is required, Endofill with Dexamethasone is recommended.

Indications

Temporary or permanent treatment and obturation of the root canal to be used more specifically in cases where it is not possible to totally remove the pulp.

Directions for use

- ▶ Devitalize and remove the radicular pulp as far as possible, rinse and dry the canal
- ▶ Use a probe or a rotary paste filler to insert the paste into the root canal
- ▶ Avoid air pockets or piercing the apex

Temporary treatment

Cover with a temporary cement and re-open after 5 – 7 days. Remove the paste mechanically (if necessary use Eugenate Desobturator to soften the paste). Clean the root canal thoroughly and complete the obturation or the restoration as desired.

Permanent obturation

Seal the canal with Zinc Phosphate Cement and complete the restoration as desired

Warning

Contains Polyoxymethylene (Paraformaldehyde). Toxic by inhalation and ingestion. When using this product, gloves and protective glasses should be worn. In case of contact with the skin wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical advice/attention. In case of contact with the eye rinse cautiously with soft, clean water for 15 minutes, holding the eyelids open, and call a doctor immediately. In case of swallowing rinse the mouth with water, drink a lot of water and consult a doctor. Keep the person exposed at rest, do not force vomiting. Do not use in cases of known hypersensitivities to any of these ingredients.

Storage

Store at room temperature between 5°C and 30°C, protected from direct light and humidity. Close the jar carefully after use.

Shelf life 3 years.

Packaging

Jar of 12g

 11560

For dental professional use. Made in Switzerland.

Mummifying Paste

Pâte canalairre antiseptique, non résorbable et radio-opaque

Composition

Polyoxyméthylène 20%, crésol 15%, excipient radio-opaque ad 100%

Propriétés

La pâte mofifiante est une préparation non résorbable et radio-opaque pour l'obturation provisoire ou permanente du canal radiculaire, à utiliser dans les cas où un traitement antiseptique puissant et efficace contre des bactéries aérobies et/ou anaérobies s'avère nécessaire. Cette préparation ne contient pas de composant anti-inflammatoire qui peut être contre-indiqué dans certains cas. Dès lors, un faible risque d'arthrite peut se présenter en cas de dépassement apical de la pâte. Si un composant anti-inflammatoire est souhaité, l'utilisation de la pâte Endofill à la dexaméthasone est recommandée.

Indications

Traitement et obturation provisoire ou permanente des canaux radiculaires, à utiliser particulièrement dans les cas où l'extirpation totale de la pulpe n'est pas possible.

Mode d'emploi

- ▶ Dévitaliser et, dans la mesure du possible, extirper la pulpe radiculaire. Rincer et sécher complètement le canal
- ▶ Introduire la pâte dans le canal radiculaire à l'aide d'une sonde ou d'un bourre-pâte rotatif
- ▶ Eviter toute inclusion d'air et ne pas dépasser l'apex

Traitement provisoire

Recouvrir avec un ciment provisoire et ouvrir à nouveau après 5 à 7 jours. Eliminer la pâte mécaniquement (cas échéant utiliser le Désobturateur pour Eugénate pour la ramollir). Nettoyer le canal, obturer et terminer la restauration de la manière désirée

Obturation permanente

Sceller l'orifice du canal avec le ciment à l'oxyphosphate de zinc et terminer la restauration de la manière désirée

Mise en garde

Contient du polyoxyméthylène (paraformaldéhyde). Toxique par inhalation et ingestion. Lors de l'utilisation de ce produit, des gants et des lunettes protectrices devraient être portés. En cas de contact avec la peau rincer abondamment avec de l'eau et du savon. Si une irritation de la peau apparaît, consulter un médecin. En cas de contact avec l'œil rincer précautionneusement avec de l'eau douce et propre pendant 15 minutes en tenant la paupière ouverte, et appeler un médecin immédiatement. En cas d'ingestion rincer la bouche avec de l'eau, boire beaucoup d'eau et consulter un médecin. Garder la personne exposée au repos, ne pas forcer à vomir. Ne pas utiliser en cas d'allergies connue à l'un des ses composants.

Stockage

Conservé à température ambiante entre 5°C et 30°C, à l'abri de la lumière directe et de l'humidité. S'assurer que le pot est hermétiquement fermé après usage.

Durée de conservation 3 ans.

Présentation

Pot de 12g

 11560

Pour usage professionnel dentaire. Fabriqué en Suisse.

Mummifying Paste

Антисептическая, нерезорбируемая рентгенконтрастная паста для пломбирования корневых каналов.

Состав

Полиоксиметилен 20%, крезол 15% рентгенконтрастный наполнитель до 100%.

Описание

Mummifying paste – нерезорбируемая рентгенконтрастная паста для временного или постоянного пломбирования корневых каналов. Используется в случаях, когда необходима мощная антибактериальная терапия для борьбы с аэробными и/или анаэробными микроорганизмами. Не содержит никаких противовоспалительных препаратов, которые в некоторых случаях могут быть противопоказаны. Поэтому существует небольшой риск развития воспаления при выведении материала за apex. Для выраженного противовоспалительного эффекта PD рекомендует применять Endofill with Dexamethasone.

Показания

временное или постоянное пломбирование корневых каналов, особенно при невозможности полного удаления пульпы зуба.

Способ применения

- ▶ Провести девитализацию и экстирпацию пульпы, насколько это возможно. Механически и медикаментозно обработать корневой канал, просушить
- ▶ Внести пасту в корневой канал с помощью ручных инструментов или каналонаполнителя, избегая образования пор и выведения материала за apex

В случае временного пломбирования

оставить пасту под повязкой на 5-7 дней, а затем извлечь, при необходимости используя Eugenate Desobturator для размягчения материала. Механически и медикаментозно обработать канал и провести постоянное пломбирование.

В случае постоянного пломбирования

удалить пасту из проходимой части корневого канала, запломбировать канал цинк-фосфатным цементом и провести постоянную реставрацию. Препарат можно использовать в качестве герметика с гуттаперчей, но

только в тех случаях, когда проведена полная экстирпация пульпы. Остатки пульпы могут быть причиной развития осложнений.

Меры предосторожности

Содержит полиоксиметилен.

Препарат токсичен при приеме внутрь и вдыхании. При работе с препаратом следует надевать перчатки и защитные очки.

В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу.

В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу.

В случае проглатывания промыть рот. Пейте много воды водой и обратитесь к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту.

В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала. Не используйте в случае известных гиперчувствительности к любому из этих ингредиентов..

Хранение

Хранить при комнатной температуре 5-30°C в сухом, в защищенном от прямого света месте. Плотно закрывать емкость после использования.

Срок хранения XX года.

Упаковка

баночка 12г

 APL

11560

только для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии.



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18
1800 Vevey . Switzerland

www.pdsa.ch
©PD 140210