



Produits Dentaires SA

Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey . Switzerland



DIRECTIONS FOR USE

Zircon Prophylactic Paste

Zirconium Silicate Dental Prophylactic Paste

Composition

Zirconium Silicate 74%, Zirconium Oxide 2%,
Peppermint oil 0.1 %, excipient ad 100 %

Properties

Zircon Dental Prophylactic Paste contains both Zirconium Silicate, an abrasive which cleans and polishes the teeth with minimum risk to the tooth surface and Zirconium Oxide which confers a high lustre to the final polishing.

Directions for use

After thoroughly scaling the teeth, optimize the final polishing by using Zircon Dental Prophylactic Paste. Work the surface of each tooth individually at low speed for a few seconds.

Use waxed, silk or nylon dental floss to draw excess paste through interproximal areas.

Storage

Store at room temperature between 15°C and 25°C, protected from direct light.

Packaging

Jar of 45 g

REF
10630

> FOR DENTAL PROFESSIONAL USE
> MADE IN SWITZERLAND



MODE D'EMPLOI

Pâte Prophylactique au Zircon

Pâte prophylactique dentaire au silicate de zirconium

Composition

Silicate de zirconium 74 %, oxyde de zirconium 2 %,
essence de menthe 0.1 %, excipient ad 100 %

Propriétés

Le Pâte Prophylactique au Zircon contient du silicate de zirconium, un abrasif représentant un risque minimal pour le nettoyage et le polissage de la surface dentaire. L'adjonction d'oxyde de zirconium permet un lustrage parfait du polissage.

Mode d'emploi

Après avoir parfaitement détartré les dents, mettre une petite quantité de pâte dans une cupule à polir en caoutchouc et polir chaque dent individuellement, à basse vitesse, pendant quelques secondes.

Le fil dentaire ciré en nylon ou, mieux encore, en soie véritable, est recommandé après le polissage pour éliminer les éventuels excès de pâte dans les zones interproximales.

Stockage

Conserver à température ambiante entre 15°C et 25°C, à l'abri de la lumière directe.

Présentation

Pot de 45 g

REF
10630

> POUR USAGE PROFESSIONNEL DENTAIRE
> FABRIQUÉ EN SUISSE



Zircon Prophylactic Paste

Циркониево-силикатная
стоматологическая профилактическая паста

Состав

Силикат циркония 74%, масло мяты 2%, перечной
0.1%, наполнитель 100%

Свойства

Zircon prophylactic paste содержит силикат
циркония, абразив, который очищает и полирует
зубы с минимальным риском для эмали зубов.

Указания по применению

После тщательного удаления зубных отложений
с помощью скейлера, произвести финишную
полировку Zircon prophylactic paste.

Производить полировку каждого зуба отдельно
на медленной скорости вращения в течение
нескольких секунд.

Используйте вощёную, шелковую или нейлоновую
дентальную нить (флосс) для удаления излишков
пасты в интерпроксимальных областях.

Хранение

Хранить при комнатной температуре от 5С до 30С,
избегая прямого света.

Упаковка

баночка 45 г

код

10630

> АЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

> СДЕЛАНЫ В ШВЕЙЦАРИИ

