





LuxaCrown

Простейшее изготовление
долговременных коронок.






**Простейшее
изготовление
долговременных
коронки.
LuxaCrown**



Долгосрочные реставрации еще никогда не были такими простыми.



Уникальный LuxaCrown позволяет легко, быстро и без лишних затрат изготавливать долгосрочные коронки прямо в присутствии пациента.

Это качественное, надежное решение, которое вы можете предложить своим пациентам в качестве альтернативы коронкам, изготавливаемым в лаборатории.

Простая в изготовлении коронка LuxaCrown отличается высокой точностью прилегания, низкой стоимостью, исключительной износостойкостью и сроком службы до пяти лет.

Откройте новые возможности для вас и ваших пациентов.

С LUXACROWN ОТ КОМПАНИИ DMG.

Оптимальный срок службы. Высокая надежность

БЫСТРАЯ ПОЛУПОСТОЯННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

Благодаря своей непревзойденной стабильности LuxaCrown задает новые стандарты в области ортопедических реставраций. Коронка легко изготавливается в одно посещение, и отличается надежностью и долговечностью.

LuxaCrown предназначен для изготовления полупостоянных коронок и мостовидных протезов и является промежуточным решением между простыми временными конструкциями и постоянными реставрациями, к которым применяются высокие требования относительно их прочности, надежности и эстетики.

Результаты лабораторных исследований таких свойств, как износостойкость, вязкость разрушения и прочность при изгибе, подтвердили высокую устойчивость материала к механическим воздействиям.

Долговечность проверялась путем стандартной имитации жевания и износа в сочетании с искусственным старением. Полученные результаты подтверждают заявленный срок службы коронки до пяти лет. (Долгосрочные исследования на стадии проведения.)

Здоровые ткани зуба сохранены.


ДОКАЗАННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

LuxaCrown – это твердый и прочный материал. Помимо высокой прочности на изгиб, материал характеризуется вязкостью разрушения $> 2 \text{ мПа}\cdot\text{м}^{0,5}$.

Это гарантирует прочность и долговечность временных конструкций.



СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НОШЕНИЯ (ЛЕТ)



* Источник: In vitro исследование LuxaCrown; N. Albrecht, S. Duy, Германия, февраль 2016 г.



LUXACROWN: СТАБИЛЬНОСТЬ

- Превосходные механические показатели
- Превосходная полируемость
- Оптимальное время полимеризации
- Простота процедуры
- Долговечность: срок службы до пяти лет

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ В МПА

ВРЕМЕННЫЕ РЕСТАВРАЦИИ



Источник: Внутренние тесты DMG, Гамбург 2014, неопубликованные данные

ПОСТОЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ



Источник: Thomas Niem; N. Youssef; B. Wöstmann/ Justus-Liebig-University Giessen: Poster 3558 - Physical Properties of Resin-based and Ceramic CAD/CAM Millingblocks

Оптимальное и универсальное решение

LuxaCrown может использоваться для изготовления как коронок, так и мостовидных протезов, позволяет обеспечить оставшимся здоровым тканям долговременную защиту, восстановить анатомическую форму, жевательную функцию, а также эстетические параметры.

Высокая прочность LuxaCrown позволяет вести долговременное наблюдение за результатами лечения, прежде чем перейти от этапа заживления к выполнению сложных реставрационных работ.

СИСТЕМА ОТТЕНКОВ LUXACROWN ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Для выбора доступны восемь оттенков, которые характеризуются естественной флуоресценцией и высокой стабильностью цвета.

ПРАКТИЧНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Проверенная система Automix позволяет быстро и качественно выполнить работы при оптимальном расходе материала.

Объем картриджа Automix позволяет создать до 36 одиночных коронок или до 24 мостовидных протезов из 3 единиц.

ЛЕГКО, БЫСТРО, ПРАКТИЧНО: LUXACROWN




Исходная ситуация



Wax-up/mock-up воспроизводит реставрацию



Подготовленный зуб



Внесение LuxaCrown в слепок



Коронка LuxaCrown



Конечный результат

LUXACROWN – ВАШ ПРОСТОЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

- > Доступное решение для создания стандартных коронок
- > Восстановление зубов при возрастных изменениях
- > Восстановление молочных зубов
- > Восстановление зубов после эндодонтического лечения.
- > Временные реставрации на имплантатах
- > Защита от кислотной эрозии (например, при булимии) и истирания (бруксизм)
- > Шинирование переломов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Долгий срок службы полупостоянной конструкции
- > Скорость и простота процедуры
- > Превосходный результат
- > Оптимальные механические свойства
- > Экономия времени и средств

ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УСПЕХА



ОБЗОР ПРОДУКТА

LuxaCrown

Формы выпуска:

1 картридж с 50 мл пасты, 15 Automix-Tips

| | |
|--------------|------------|
| Оттенок A1 | REF 110970 |
| Оттенок A2 | REF 110971 |
| Оттенок A3 | REF 110972 |
| Оттенок A3.5 | REF 110973 |

| | |
|------------|------------|
| Оттенок B1 | REF 110974 |
| Оттенок B3 | REF 110975 |
| Оттенок C2 | REF 110976 |
| Оттенок D2 | REF 110977 |

Аксессуары:

1 диспенсер Automix-Dispenser, тип 50 (10:1)
1 поршень Automix, тип 50 10:1
45 насадок Automix-Tips Blue 10:1

REF 110411
REF 110412
REF 110409

Валлекс М

www.dmg-dental.com

Эксклюзивный дистрибьютор в России – ООО «Валлекс М»

117630, Москва, ул. Старокалужское ш., д. 62, эт.3, пом. I, ком. 60
тел.: +7 (495) 784-71-24; e-mail: stom@vallexm.ru
www.vallexm.ru, www.vallexm-stom.ru

Филиал ООО «Валлекс М»:

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе д. 80, офис 803
тел. +7 (383) 200-41-11, 200-42-22; e-mail: sibir@vallexm.ru

DMG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany

For: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

www.facebook.com/dmgdental

